



歯周ポケット内の プラークコントロール専用ブラシ


INTER-SPACE mini ポケット・クリーナー



- 歯周ポケット内にも容易に入るフラットなハケ状ブラシです。
- 毛先が90°回転できるため、近遠心、頬舌面のポケットに沿って、毛先の方を変えることができます。
- チップはワンプッシュで交換できます。

歯ブラシでは磨きにくい歯間部、歯肉溝、歯周ポケット、孤立歯周辺等のプラークコントロールに

インタースペースブラシ・シリーズ




インタースペースブラシ

インタースペース・ミニ

ポケット・クリーナー

インタースペース・ミニとポケット・クリーナーのハンドルは同じです。チップは相互に使用できます。

● 磨きやすい **2つの角度** のチップ




前歯舌側面に



〈インタースペースブラシ〉

白歯遠心面に



〈インタースペースブラシ〉

矯正装置周辺に



〈インタースペース・ミニ〉

歯周ポケットに




〈ポケット・クリーナー〉

● **チップは交換** でき **経済的** **省ゴミ**

インタースペースブラシ
ねじ込み式着脱チップ




インタースペース・ミニ/ポケット・クリーナー
ワンタッチ着脱チップ



チップ種類


インタースペースブラシ



インタースペース・ミニ



ポケット・クリーナー



■ インタースペースブラシ /1本
■ インタースペースブラシ 替チップ /1箱2個入
種類:ソフト(S)、ミディアム(M)、ロング・ソフト(LS)



■ インタースペース・ミニ /1本
■ インタースペース・ミニ 替チップ /1箱2個入
種類:ソフト(S)、ミディアム(M)、ミディアム・ハード(MH)、ロング・ソフト(LS)



■ ポケット・クリーナー /1本
■ ポケット・クリーナー 替チップ /1箱2個入
種類:レギュラー(8mm)、ショート(6mm)

形態・仕様は予告なく変更することがあります。

販売元



株式会社ミツバオーソサプライ
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-16-4メゾンカタヤマ2F
TEL. 03-3949-0066 FAX. 03-3949-0090
URL <http://www.mitsuba-ortho.com>

製造販売元:株式会社モリムラ
〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351