


LEDEX WL-090

最大光量 **3200** mW/cm²

- ・ 7段階のパワフルモード搭載
- ・ ライトガイドに高光伝導性可視光線光ファイバーを使用
- ・ オーバーヒートからライトを保護するセーフティーモード付
- ・ バッテリー消費を低減させる自動停止機能付
- ・ 重さ180gの軽量タイプ

7段階モード



充電スタンド

- ・ ライトメーターが充電スタンドに内蔵
- ・ 光量チェックが可能



LEDEX WL-090 仕様	
光源	可視光線 LED
波長範囲	440 ~ 480 nm ピーク: 460 nm
光量	600 ~ 3200 mW/cm ²
本体 (ハンドピース) サイズ	Ø38 mm(max) × L 190 mm
本体 (ハンドピース) 重さ	180 g
電源	入力: AC100 ~ 240V, 50/60Hz 出力: DC 5V/ 2A
バッテリー	3.7V, 2500 mAh, 種類: リチウムイオン
バッテリー 充電時間	約 2 時間
バッテリー 充電回数	約 300 回充電
ライトガイド 直径	Ø11 mm > Ømm
充電スタンド サイズ	Ø114 (max) × H 68 mm
充電スタンド 重さ	140 g
一般医療機器 特定保守管理医療機器 医療機器届出番号	13B1X10089001016

レデックス WL-090

品番 dnt00063

セット内容

- LEDEX™ WL-090 ハンドピース (本体)
- バッテリー (ハンドピース内蔵)
- 充電スタンド
- AC アダプタ
- 光ファイバーライトガイドロッド
- プロテクトフィルター
- アンチグレアシールド × 2 個
- ライトガイドスリーブ × 20 枚
- キュアリングライトガイドスリーブ × 10 枚
- 取扱説明書

2020年2月作成 (第1版)