




UPPER AND LOWER
1st MOLAR BANDS
ACCORDING TO DR.
WASHBON

E8200-01～32 Upper right-UR
E8300-01～32 Upper left-UL

E8600-01～32 Lower right-LR
E8700-01～32 Lower left-LL

- Webバンドシリーズは全て医療用ステンレスを使用しております。
- 保持力を高める為、内面にレーザーエッチングが施されています。
- サイズ・部位はレーザーマーキングがされておりますので、オートクレープ等でも消える事はありません。
- 全てのサイズに応じて厚みも変えてありますのでサイズによっての操作性は変わりません。

1pk 10個入



◎トレイのままオートクレープにかける事ができる為、院内での交差感染を防ぐ事ができます。

キット

