

MOS ミニキャストイングブラケット

.018 スロット スタンダードエッジワイズ (DBS 用)

ボンディングブラケット
医療機器認証番号 15100BZZ01314000

MOSミニキャストイングブラケットの特長

- 従来のブラケットの $\frac{2}{3}$ の大きさです。
- 強固な接着のメッシュベース
- ワンピースキャスト製のための破損の心配がありません。
- 丸みをおびたウィングのための粘膜への傷害が少ない。

1pk 10個入

		つやあり		つや消し	
	$\frac{1}{1}$	ワイド	18-501	18-601	
	$\frac{2}{2}$	ラテラル	18-502	18-602	
	$\frac{3}{3}$	カスピッド	18-503	18-603	
	$\frac{54}{54}$ $\frac{45}{45}$	バイカスピッド	18-504	18-604	
	$\frac{21}{12}$	ローワーアンテリア	18-505	18-605	