

## ベンディング プライヤー

**60-304S** 医療機器届出番号  
09B2X00010000118

オメガ ループ フォーミング  
プライヤー



ベンディング許容範囲：  
ワイヤー .022" まで

**60-304** 医療機器届出番号  
09B2X00010000117


ツイード ループ フォーミング  
プライヤー




ベンディング許容範囲：  
ワイヤー .022" まで

**60-430CK** 医療機器届出番号  
09B2X00010000119

キム プライヤー - カッター付



超硬付き



ベンディング許容範囲：  
ワイヤー .016"x.022" まで

**60-305** 医療機器届出番号  
09B2X00010000116

ループ フォーミング プライヤー



ベンディング許容範囲：  
ワイヤー .022" まで

**60-303** 医療機器届出番号  
09B2X00010000121


ツイード アーチ ベンディング  
プライヤー



ベンディング許容範囲：  
ワイヤー .022"x.028" まで

**60-900** 医療機器届出番号  
09B2X00010000096


タイバックプライヤー



ベンディング許容範囲：  
NiTi ワイヤー .025" まで

**30-314T** 医療機器届出番号  
09B2X00010000122

バード ビーク プライヤー




超硬付き

ベンディング許容範囲：  
ワイヤー .032" まで

**60-314** 医療機器届出番号  
09B2X00010000122

バード ビーク プライヤー



ベンディング許容範囲：  
ワイヤー .030" まで

**60-302** 医療機器届出番号  
09B2X00010000120

ナンス クロージング ループ  
プライヤー




ベンディング許容範囲：  
ワイヤー .022" まで

## ベンディング プライヤー


### 30-315C

医療機器届出番号  
09B2X00010000123

ライト ワイヤー プライヤー  
- カッター付 - 角ビーク部ミゾ付



超硬付き




ベンディング許容範囲：ワイヤー .020" まで


### 30-315T

医療機器届出番号  
09B2X00010000123

ライト ワイヤー プライヤー  
- 角ビーク部ミゾ付



超硬付き




ベンディング許容範囲：ワイヤー .020" まで

### 60-315

医療機器届出番号  
09B2X00010000123

ライト ワイヤー プライヤー  
- 角ビーク部ミゾ付




ベンディング許容範囲：ワイヤー .018" まで

### 30-316C

医療機器届出番号  
09B2X00010000123

ライト ワイヤー プライヤー  
- カッター付



超硬付き




ベンディング許容範囲：ワイヤー .020" まで

### 30-316T

医療機器届出番号  
09B2X00010000123

ライト ワイヤー プライヤー



超硬付き




ベンディング許容範囲：ワイヤー .020" まで

### 60-316

医療機器届出番号  
09B2X00010000123

ライト ワイヤー プライヤー



ベンディング許容範囲：ワイヤー .018" まで

### 60-313T

医療機器届出番号  
09B2X00010000126

スリー ジョー プライヤー

超硬付き



ベンディング許容範囲：ワイヤー .028" まで

### 60-313

医療機器届出番号  
09B2X00010000126

スリー ジョー プライヤー



ベンディング許容範囲：ワイヤー .028" まで

### 60-313L

医療機器届出番号  
09B2X00010000126

ヘビー スリー ジョー プライヤー




ベンディング許容範囲：ワイヤー .036" まで

## ベンディング プライヤー

### 60-314TL 医療機器届出番号 09B2X00010000127

ヘビー ワイヤー ベンディング  
プライヤー




超硬付き



ベンディング許容範囲：ワイヤー .047" (1.2mm)

### 60-314TS 医療機器届出番号 09B2X00010000127

ワイヤー ベンディング プライヤー



超硬付き




ベンディング許容範囲：.028" (0.7mm)

### 60-224T 医療機器届出番号 09B2X00010000128

ストップ プライヤー


超硬付き




ベンディング許容範囲：.025" まで

### 60-214T 医療機器届出番号 09B2X00010000129

アダムス プライヤー (ユニバーサル)



超硬付き



ベンディング許容範囲：.040"

### 60-009 医療機器届出番号 09B2X00010000125

ヘッド ギア プライヤー



ベンディング許容範囲：  
.051" (1.3mm)

### 60-202T 医療機器届出番号 09B2X00010000130

クワド ヘリックス ベンディング  
プライヤー

超硬付き



ベンディング許容範囲：.036" (0.9mm)

**60-970**  
交換用チップ (60-202T 用)  
(1 個入)



**60-971**  
チップ交換用六角レンチ  
(1 個入)



### 60-074 医療機器届出番号 09B2X00010000114

ヤング プライヤー



ベンディング許容範囲：.040"