

1TCデ ィスタルエンド` カッターTC12.5cm



デ ィスタルエンド` を安全に保
持。パ` ーナルチューブ` に近いワ
イヤ` の切断用。TCインサ
ット付で耐久性に優れ、正確
な切断性能を發揮。
[0.3mm~0.41 x 0.55mmワ
イヤ` 用]

632/1TC

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000806

2TCデ ィスタルエンド` カッターTC12.5cm



デ ィスタルエンド` を安全に保
持。刃先のサイズ` が小さく
632/1TC よりもパ` ーナルチュー
ブ` に近い箇所` で使用可
能。[0.35mm~
0.55x0.64mm ワイヤ` 用]

632/2TC

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000806

3TCリガ` ッチャー` カッターTC12cm



TCインサット付。ワイヤ` を変形
することなく切断可能。
15° の刃先は臼歯部へ
のア` クセスも容易。[ラウン
ド` ワイヤ` : ~0.7mm、スクエアワイ
ヤ` : ~0.56x0.71mm、ラウン
ド` (3重)ワイヤ` : ~0.4mm]

632/ 3 TC

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000891

8TCリガ` ッチャー` 用ミニ` カッターTC12cm



TCインサット付。刃先が小さ
くアクセスが困難なエリアに。
[ラウン` ド` ワイヤ` : ~0.3mm
(12cm)]

632/8TC

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000882

ウェインガ` ート` ユ` ティリ` ティ` ー

ワイヤ` ー` ヘン` デ` ィング` フ` ライヤ` ー` 14.5cm



ア` ーチワイヤ` ー` の保持や端
を曲げる為の` クラシカ` な
プ` ライヤ` ー`。
630/29TC : キ` ザ` ・ TC
インサット付の細見の先端
部で` 確実に` ク` リップ` が
可能。

630/29

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000878

ウェインガ` ート` ユ` ニ` ヴ` ァ` ー` サ` ル` プ` ライヤ` ー` 14cm



ア` ーチワイヤ` ー` の保持や端
を曲げる為の` クラシカ` なプ` ラ
イヤ` ー`。630/29 よりも細く
デ` リ` ケ` ー` した先端。

630/29S

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000878

ホ` ー` ワイヤ` ー` フ` ィ` ク` ス` エ` ー` シ` ョ` ン` プ` ライヤ` ー` 直` 14.5cm



キ` ザ` 付の先端部でア` ーチ
ワイヤ` ー` やピン` 等の装着
に有効なプ` ライヤ` ー`。

630/31

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000879

プ` ラ` ケ` ッ` ト` リ` ム` ー` ビ` ン` グ` フ` ライヤ` ー` 13.5cm



プ` ラ` ケ` ッ` ト` を` 確` 実` ・` 安` 全
に` 除` 去`。鋭い先端部
はエ` マ` ル` 質` への接
触` や` 傷` を` つ` け` ない` デ`
ザ` ィ` ン`。

630/60

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000877