

Otto Leibinger 社について

1978年設立。“Otto Leibinger”という社名は器具製造において長い伝統を持つ創業者の一族の名前が由来です。歯科・医科器具製造の世界最先端エリアとして知られるドイツのトゥットリンゲン近くのミュールハイムに拠点を置き、高品質な原材料を用い、有能で経験のある Engineer が製造を行っています。Otto Leibinger 社の製品は、高品質且つ耐久性がある事で世界各国に知られています。



全ての矯正用プライヤー・カッター類には stainless steel 1.4021 を使用し、フォーセップスには stainless steel 1.4024 を使用しています。
 推奨オートクレーブ温度: 134° 以下 (保留時間 5 分以上)。
 器具類のメンテナンスについて:
 可動部やジョイント部には必ず専用の潤滑油を塗布して下さい。金属摩擦やジョイント部の硬化を防止し、器具寿命を向上させます。

ブラケットポジショニングフォーセップス 633/1A



ブラケットの保持



ブラケット圧着



ブラケットのポジショニング

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号: 1381X10089000880

ブラケットポジショニングフォーセップス各種



633/2B

633/3C

633/4D

633/5E

633/6F

633/2B ブラケットボンディング用。

633/3C 臼歯部域でのバックルチューブや
ブラケットのボンディング用。

633/4D ブラケットボンディング時の角度調節用。

633/5E ブラケット装着用。細い刃先を持ち、臼歯部における
ブラケットの位置取りに最適。フォーセップ端のスピ
ンハンドルはブラケット調節に使用。

633/6F バックルチューブの接着時の使用に効果的。
極細のチップを持つパーフェクトなツイーザー。

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号: 1381X10089000883