

レデックス LED 光重合照射器

LEDEX

Dental Curing Light



ホワイト○
dnt00001

イエロー●
dnt00021

ブルー●
dnt00022

オレンジ●
dnt00023

ピンク●
dnt00024

グリーン●
dnt00025

- ★ 自動電源OFF バッテリー消耗を低減 セルフクーリング機能付
- ★ 操作モードを自動的に記録 電源ON時に再現
- ★ コードレス / コード 使用可能
- ★ 10・20・30・40 秒 4段階モード連続照射

一般医療機器特定保守管理医療機器医療機器届出番号:13B1X10089000498



【仕様】

光源	可視光線 LED
波長範囲	440nm～480nm ピーク:460nm
光量	ライトガイドブラック: 800～1000 mw/cm ² ライトガイドクリア : 1000～1200 mw/cm ²
ハンドピース サイズ	Φ26mm (最太部) × L156mm
重さ	120g
電源	入力: AC100～240v、50/60Hz 出力: DC5v/2A
バッテリー	3.7v、800mAh 種類:リチウムイオン
バッテリー充電時間	約2時間
照射時間	約40分
バッテリー充電回数	約300回充電
ライトガイド直径	外径9mm

【セット内容】

品名	入数
Ledex WL-070 ハンドピース	1本
電源コード (ACアダプター)	1個
光ファイバーライトガイド: ブラック・クリア	各1本
プロテクトフィルター	1個
アンチグレアシールド	2個
ライトガイドスリーブ	20枚
ディスポーザブル キュアリングライトスリーブ	10枚
ハンドピースホルダー	1個
取扱説明書	1冊

別売



レデックス 光ファイバーライトガイド ブラック
品番: dnt00002



レデックス 光ファイバーライトガイド クリア
品番: dnt00003



ディスポーザブル キュアリングライトスリーブ (100枚入)
品番: dnt00007



レデックス ACアダプター II (1個入)
品番: dnt00008



レデックス プロテクトフィルター
品番: dnt00038



レデックス アンチグレアシールド (2入)
品番: dnt00040

2018 年 11 月改訂 (第 2 版)

販売元



株式会社 ミツバオーソサプライ

<http://www.mitsuba-ortho.com>

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-16-4-2F TEL: 03-3949-0066 FAX: 03-3949-0090 E-MAIL: support@mitsuba-ortho.com