

# エキスパンションスクリュー スタンダードタイプ

レオーネ エキスパンションスクリューは、  
医療用ステンレス鋼で製造され、一貫した表面平滑性があります。

ボディとガイドピンは、交差±0.01mmで製造され、高精度および安定性を確保します。

治療ニーズに対応する多種類の形状を揃えています。

## 回転方向矢印

回転（アクチベーション）方向を  
容易に識別できます。

## ボディ部の凹部

アクリルレジンの  
確実な固定ができます。

## ステンレス鋼ボディ


## ガイドピン

安定した連続的  
拡大移動が可能です。



## 滑り防止スクリュー

## ガイドピン終端部

スクリューの脱落防止  
機構付き。



## スタンダード スクリュー



スクリュー  
1回転 最大拡大幅

0,8 mm 7 mm


pkg.

A0805-111 1

近日発売

A0805-11 10

A0805-95 100



0,8 mm 9 mm


A0805-141 1

近日発売

A0805-14 10

A0805-96 100

## ミディアム スクリュー




スクリュー  
1回転 最大拡大幅

0,8 mm 7 mm

pkg.

A0803-11 10

A0803-95 100





0,8 mm 9 mm

A0803-14 10

A0803-96 100

## ユニバーサル スクリュー




スクリュー  
1回転 最大拡大幅

0,7 mm 6 mm

pkg.

A0800-10 10

A0800-95 100



0,7 mm 8 mm



A0800-12 10

近日発売

A0800-96 100

近日発売

## スーパー マイクロ スクリュー



スクリュー  
1回転 最大拡大幅

0,7 mm 6 mm

pkg.

A0890-111 1

近日発売

A0890-11 10

A0890-95 100

# エキスパンションスクリュー スタンダードタイプ

## スーパー マイクロ セクショナル スクリュー





スクリュー 1回転 最大拡大幅 pkg.

0,35 mm 3 mm  
A0891-09 10  
A0891-95 100





0,35 mm 3 mm  
A0891-10 10  
A0891-96 100

## マイクロ セクショナル スクリュー ベント Uシェイプ




スクリュー 1回転 最大拡大幅 pkg.

0,4 mm 4 mm  
A0802-00 10  
A0802-95 100




0,4 mm 4 mm  
A0802-13 10  
A0802-96 100

## マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ




スクリュー 1回転 最大拡大幅 pkg.

0,4 mm 4 mm  
A0801-12 10  
A0801-96 100




0,4 mm 6 mm  
A0801-13 10  
A0801-98 100




0,4 mm 4 mm  
A0801-14 10  
A0801-97 100

## マイクロ セクショナル スクリュー



スクリュー 1回転 最大拡大幅 pkg.

0,4 mm 4 mm  
A0801-10 10  
A0801-95 100



0,4 mm 6 mm  
A0801-00 10  
A0801-99 100

近日発売


近日発売

レオーネ エクスパンションスクリュー スペシャルタイプの品揃えは、エキスパンションスクリューの製造における30年以上の経験によるものです。

スクリューの種類は、ファンタイプスクリューからスリーディレクショナルスクリューまで選択することができます。


医療用ステンレス鋼製のスクリューは、交差 $\pm 0.01\text{mm}$ で製造されています。

ネジ山は表面平滑性があり、優れた強度で、良好なフリクションを確保し、不要な逆回転を防止します。



# エキスパンションスクリュー スペシャルタイプ

## スリーディレクショナル スクリュー (スリーアクティブ)




3つのアクティベーションポイント

スクリュー 1回転 最大拡大幅 3 mm

0,4 mm

A0930-14 1

A0930-93 5




0,4 mm

A0930-16 1

A0930-94 5

## スリーディレクショナル スクリュー (ツーアクティブ)



2つのアクティベーションポイント


スクリュー 1回転 最大拡大幅

0,4 mm

0,8 mm

A0931-14 1

A0931-93 5



0,4 mm



0,8 mm

A0931-16 1

A0931-94 5

A0558-01

## スリーディレクショナル スクリュー (ツーアクティブ ローアーチ)



2つのアクティベーションポイント

スクリュー 1回転 最大拡大幅

0,4 mm

0,8 mm


A0932-13 1

A0932-93 5

近日発売

近日発売

## トラペジダル スクリュー



スクリュー 1回転 最大拡大幅

0,8 mm


5 mm

A0813-00 10

A0813-95 100

# エキスパンションスクリュー スペシャルタイプ

## シンメトリック ファンタイプ スクリュー




スクリュー 1回転 最大拡大幅 pkg.

0,8 mm 9 mm

A0515-14 1

A0515-95 100

## アシンメトリック ファンタイプ スクリュー




スクリュー 1回転 最大拡大幅 pkg.

0,8 mm 9 mm

A0516-14 1

A0516-95 100

## ファンタイプ スクリュー ツーピース




スクリュー 1回転 最大拡大幅 pkg.

0,8 mm 9 mm

A0815-14 1

A0815-95 100

## マンディブラー ボー スクリュー




スクリュー 1回転 最大拡大幅 pkg.

0,8 mm 5 mm

A0517-25 1

A0517-95 100

## バイファンタイプ スクリュー



スクリュー 1回転 最大拡大幅 pkg.

0,8 mm 9 mm

A0518-14 1

A0518-95 100

管理医療機器 医療機器承認番号：20800BZY00632000 医療機器認証番号：301AGBZX00085000 形態・仕様は予告なく変更することがあります。