



この装置は大白歯の遠心移動にスクリューを使用する事により、確実かつ効果的に遠心移動できます。

- 第一大白歯と第二小臼歯にバンドを装置する事により、アンカレッジロスのリスクを減少させる事ができます。
- 頬側にスクリュー、口蓋側にアーム及びNitiスプリングを装置する為、大白歯の傾斜移動、回転及び交差咬合を防ぎます。
- 1日に1回4分の1回転アクチベートさせる為、約1ヶ月で3mm程の遠心移動が可能です。

A1730-91 1 case

A1730-99 10 cases

ファーストクラス単品

			pk
■ ファーストクラス スクリュー		A1730-01	10
■ ファーストクラス スレッドチューブ		A1730-02	
■ ファーストクラス ベスティビュラーチューブ		A1730-03	
■ ファーストクラス パラタルチューブ		A1730-04	
■ ファーストクラス ベスティビュラーハイチューブ		A1730-05	
■ ファーストクラス リング		A1730-06	
■ ファーストクラス パラタルワイヤー		A1730-07	
■ ファーストクラス キー		A1730-08	
■ ファーストクラス メモリア スプリング		A1730-09	

ファーストクラス用パラレリングデバイス



P1730-91

ファーストクラスを製作するにあたり、とても重要となる装置両側の平行ポジションを容易にセットでき、作業時間の大幅な短縮が可能です。