



ベーストクチューブWELD



ブラケットチューブ

WELDコンビネーションダブルコンバーチブル (1pk10個入)

医療機器認証番号 20100BZZ00309000

	Torque	Offset	.018スロット	.022スロット
U6R	-10°	10°	18-62R	22-62R
U6L	-10°	10°	18-62L	22-62L

WELDダブルコンバーチブル (1pk10個入)

医療機器認証番号 20100BZZ00309000

	Torque	Offset	.018スロット	.022スロット
L6R	-25°	2°	18-69R	
L6L	-25°	2°	18-69L	

WELDシングルコンバーチブル (1pk10個入)

医療機器認証番号 20100BZZ00309000

	Torque	Offset	.018スロット	.022スロット
L6R	-20°	0°	18-64R	22-64R
L6L	-20°	0°	18-64L	22-64L

WELDシングル (1pk10個入)

医療機器認証番号 20100BZZ00309000

	Torque	Offset	.018スロット	.022スロット
U7R	-10°	10°	18-72R	22-72R
U7L	-10°	10°	18-72L	22-72L

	Torque	Offset	.018スロット	.022スロット
L7R	-20°	2°	18-74R	22-74R
L7L	-20°	2°	18-74L	22-74L