

MOS ベーストックチューブDBS



DBSシングルコンバーチブル (1pk10個入)

チューブ
医療機器認証番号 20100BZZ00700000
20100BZZ00309000

Torque	Offset	.018スロット	.022スロット	Torque	Offset	.018スロット	.022スロット		
U6R	-10°	10°	18-66R	22-66R	L6R	-20°	0°	18-68R	22-68R
U6L	-10°	10°	18-66L	22-66L	L6L	-20°	0°	18-68L	22-68L

DBSシングル (1pk10個入)

チューブ
医療機器認証番号 20100BZZ00700000

Torque	Offset	.018スロット	.022スロット	Torque	Offset	.018スロット	.022スロット		
U7R	-10°	10°	18-76R	22-76R	L7R	-20°	2°	18-78R	22-78R
U7L	-10°	10°	18-76L	22-76L	L7L	-20°	2°	18-78L	22-78L