

# MOS GH スプリングコイル

医療機器認証番号 223AFBZX00053000

## ニュースプリングは一貫性のある力を提供します





- コイルの内径が小さい為、歯内干渉を最小限で抑えることができます。
- アイレットがさまざまなフック等に適応しやすい形状になっています。
- 両面ルーラーにより使用に応じた適正なコイルのサイズを選べます。



### ニュースプリング

拡張時の長さ(mm)と力(gm)



1pk 10個入

長さ	サイズ	力	品番	13mm	15mm	17mm	19mm	22mm	27mm	31mm	36mm	41mm
(11mm) 	A1	Light	CCOT45LT	95	125	150						
	A2	Medium	CCOT45MD	130	170	200						
	A3	Heavy	CCOT45HV	150	210	250						
(13mm) 	B1	Light	CCOT6LT		95	120	130	150				
	B2	Medium	CCOT6MD		125	150	170	200				
	B3	Heavy	CCOT6HV		150	180	200	250				
(15mm) 	C1	Light	CCOT9LT			85	100	110	130	150		
	C2	Medium	CCOT9MD			115	140	150	180	200		
	C3	Heavy	CCOT9HV			145	165	175	220	250		
(17mm) 	D1	Light	CCOT12LT				85	95	110	120	130	150
	D2	Medium	CCOT12MD				110	125	150	170	190	200
	D3	Heavy	CCOT12HV				130	150	175	200	230	250

### クローズドコイルスプリング

拡張時の長さ(mm)と力(gm)


1pk 10個入

長さ	サイズ	力	品番	11mm	14mm	17mm	21mm	28mm	36mm
(9mm) 	9F	F-Light	CCOF9FL	30	35	40	50		
	9X	E-Light	CCOF9XL	60	70	80	100		
	9L	Light	CCOF9LT	95	115	130	150		
	9M	Medium	CCOF9MD	120	145	165	200		
	9H	Heavy	CCOF9HV	135	175	210	250		
(12mm) 	12F	F-Light	CCOF12FL		30	32	35	40	50
	12X	E-Light	CCOF12XL		60	65	70	80	100
	12L	Light	CCOF12LT		95	100	115	130	150
	12M	Medium	CCOF12MD		120	130	145	165	200
	12H	Heavy	CCOF12HV		135	150	175	210	250

# MOS GH スプリングコイル

医療機器認証番号 223AFBZX00053000

## オープンコイルスプリング スプール 21in

サイズ	径	力	25%圧縮 (gm)	50%圧縮 (gm)	品番
.009"	.030"	E-Light	95	225	OCNT093021
.010"	.036"	M-Light	90	200	OCNT103621
.010"	.030"	Light	120	260	OCNT103021
 .012"	.036"	Medium-H	180	380	OCNT123621
.012"	.030"	Medium	220	480	OCNT123021
.014"	.036"	E-Heavy	270	560	OCNT143621
.014"	.030"	Heavy	360	700	OCNT143021