



- 適切な力を継続的に発揮し、歯牙の移動を無理なくスピーディに行うことができます。
- 表面が滑らかに仕上げられていますのでブラケットとの摩擦は最小限になっております。
- 高い形状記憶性を備えているため永久変形を起こしにくく矯正力を長期にわたって持続します。

セオリーアーチワイヤー



1pk10本入

		サイズ inches	Upper	Lower
 <p>オーソフォーム</p>	ラウンド	.012	71-012	72-012
		.014	71-014	72-014
		.016	71-016	72-016
		.018	71-018	72-018
 <p>オーソフォーム</p>	レクタンギュラー	.016×.016	71-1616	72-1616
		.016×.022	71-1622	72-1622
		.017×.025	71-1725	72-1725
		.018×.025	71-1825	72-1825
		.019×.025	71-1925	72-1925

ダエソンアーチワイヤー レギュラータイプ

1pk10本入



医療機器承認番号 224AGBZX00067000

		サイズ inches	Upper	Lower
 <p>トウルーフォーム</p>	ラウンド	.012	73-012	74-012
		.014	73-014	74-014
		.016	73-016	74-016
		.018	73-018	74-018
 <p>トウルーフォーム</p>	レクタンギュラー	.016×.016	73-1616	74-1616
		.016×.022	73-1622	74-1622
		.017×.025	73-1725	74-1725
		.018×.025	73-1825	74-1825
		.019×.025	73-1925	74-1925

ニッケルチタンアーチワイヤー スーパーエラスチック リバースカーブI

1pk10本入

医療機器承認番号 21400BZY00169000

		サイズ inches	Upper	Lower
 <p>リバースカーブ I</p>	ラウンド	.012	SERCU012	SERCL012
		.014	SERCU014	SERCL014
		.016	SERCU016	SERCL016
		.018	SERCU018	SERCL018
		.020	SERCU020	SERCL020
 <p>アーチフォーム</p>	レクタンギュラー	.016×.016	SERCU1616	SERCL1616
		.016×.022	SERCU1622	SERCL1622
		.017×.025	SERCU1725	SERCL1725
		.018×.018	SERCU1818	SERCL1818
		.018×.025	SERCU1825	SERCL1825
		.019×.025	SERCU1925	SERCL1925
		.020×.020	SERCU2020	SERCL2020
.021×.025	SERCU2125	SERCL2125		