




MOS ワイヤー

コルボロイブルーニッケルコバルトワイヤー

医療機器認証番号 21400BZY00171000

- ステンレススチールよりも柔軟性があり、ベンディングが容易です。
- 加熱処理することで弾力性を高められます。
- 溶接、ろう着も可能で、メインアーチ、リテーナーなどに適しています。

1pk 25本入

ラウンド	レクタンギュラー	技工用
		
サイズ(inches)	サイズ(inches)	サイズ(inches)
.014	.016x.016	.028
STRCB014	STRCB1616	STRCB028
.016	.016x.022	.030
STRCB016	STRCB1622	STRCB030
.018	.017x.025	.032
STRCB018	STRCB1725	STRCB032
	.018x.025	.036
	STRCB1825	STRCB036
	.019x.025	
	STRCB1925	
	.021x.025	
	STRCB2125	