

MOS ワイヤー




タイタンモリーワイヤー ベータチタニウム

- ベンディングが容易で複雑なベンディングが可能です。
- サードオーダーバンド(トルクコントロール)に適しています。
- ニッケルフリーの為、金属アレルギー患者さんに対応が可能です。

タイタンモリーストレートワイヤー

1pk 10本入



医療機器認証番号 21400BZY00170000

ラウンド	レクタンギュラー	技工用
		
サイズ (inches)	サイズ (inches)	サイズ (inches)
.016 STTM016	.016x.016 STTM1616	.028 STTM028
.018 STTM018	.016x.022 STTM1622	.032 STTM032
	.017x.025 STTM1725	.036 STTM036
	.018x.025 STTM1825	
	.019x.025 STTM1925	
	.021x.025 STTM2125	

タイタンモリーアーチワイヤー

1pk 10本入

医療機器認証番号 21400BZY00170000

	サイズ inches	Upper	Lower
ラウンド 	.016	TMTFU016	TMTFL016
	.018	TMTFU018	TMTFL018
レクタンギュラー 	.016x.016	TMTFU1616	TMTFL1616
	.016x.022	TMTFU1622	TMTFL1622
	.017x.025	TMTFU1725	TMTFL1725
	.018x.025	TMTFU1825	TMTFL1825
	.019x.025	TMTFU1925	TMTFL1925
	.021x.025	TMTFU2125	TMTFL2125