

MOS ワイヤー

レオワイヤー (ステンレス スチール)

医療機器承認番号 20900BZY00518000



●		standard spool		laboratory roll	
		LEOWIRE® spring hard		LEOWIRE® spring hard	
mm	inch	1800/2000 N/mm ²	m	1800/2000 N/mm ²	g
0.5	.020	C0400-05	50	C0450-05	500
0.6	.024	C0400-06	40	C0450-06	
0.7	.028	C0400-07	25	C0450-07	
0.8	.032	C0400-08	20	C0450-08	
0.9	.036	C0400-09	10	C0450-09	
1.0	.040	C0400-10	10	C0450-10	
1.1	.044	C0400-11	10	C0450-11	
1.2	.048	C0400-12	10	C0450-12	
1.3	.052	C0400-13	10	C0450-13	
1.4	.055	C0400-14	8	C0450-14	

レオロイ ワイヤー ストレート (コバルトクロム)

1pk 10本入

医療機器承認番号 20900BZY00306000



■	ブルー	イエロー
inch	1400/1600 N/mm ²	1700/1900 N/mm ²
.016x.016	C8216-16	C8416-16
.016x.022	C8222-16	C8422-16
.017x.025	C8225-17	C8425-17

レオロイ ワイヤー スプール (コバルトクロム)

医療機器承認番号 20900BZY00306000

熱処理可能なコバルトクロム合金、腐食しにくく、丈夫です。その引張り強さは、成形困難なクラスプでさえも、破損することなく、容易に成形することができます。ろう付けまたは450°Cで加熱中、自己焼き戻しします。Crozatワイヤー・テクニクには不可欠です。



●		hard heat-treatable	pk	
mm	inch	1350/1500 N/mm ²	m	g
0,6	.024	C0410-06	30	70
0,7	.028	C0410-07	22	
0,8	.032	C0410-08	17	
0,9	.036	C0410-09	13	
1,0	.040	C0410-10	11	
1,1	.044	C0410-11	9	
1,2	.048	C0410-12	8	
1,3	.052	C0410-13	6	