

MOS LL (Lock and Loose)-bracket

L.L.Zi. ジルコニアセラミックス

販売名：ジープラケット
医療機器認証番号 221AGBZX00252000



L.L.Zi(ジルコニア)



L.L.Zi(ジルコニア) S

L.L.Zi(ジルコニア)

	DBS用	
$\frac{21}{12}$	LL-501	1pk 10個入
$\frac{543}{543} \frac{345}{345}$	LL-502	
$\frac{21}{12}$	LL-503	
$\frac{3\sim3}{3\sim3}$	LL-500	1kit 12個入

L.L.Zi(ジルコニア)S

Sサイズの特徴

ローハイト 3種共に0.2mm以上のローハイト化を実現し、患者さんの違和感を低減しています。

ウイング形状 ウイングサイドをカットした形状にする事により、隣り合うブラケットが干渉しにくくなりました。

接着力 接着溝を深くし、さらにアンダーカットをきつくる事で、接着力が向上しています。

	DBS用	
$\frac{21}{12}$	LL-501S	1pk 10個入
$\frac{543}{543} \frac{345}{345}$	LL-502S	
$\frac{21}{12}$	LL-503S	
$\frac{3\sim3}{3\sim3}$	LL-500S	1kit 12個入

MOS LL (Lock and Loose)-bracket

L.L.Zi(S)とL.L.Ziの比較

	正面	上面	側面	底面
上顎切歯 LL-501	幅4.2mm 	ウイング間 3.85mm 	ハイト 2.1mm スロット高 1.15mm 	
上顎切歯S LL-501S	幅4.0mm 	ウイング間 3.0mm 	ハイト 1.87mm スロット高 0.75mm 	接着溝の 容積アップ
犬歯・小臼歯 LL-502	幅4.2mm 	ウイング間 3.85mm 	ハイト 2.0mm スロット高 1.15mm 	
犬歯・小臼歯 LL-502S	幅4.1mm 	ウイング間 3.45mm 	ハイト 1.82mm スロット高 0.70mm 	接着溝の 容積アップ
下顎切歯 LL-503	幅3.8mm 	ウイング間 3.46mm 	ハイト 2.1mm スロット高 1.15mm 	
下顎切歯S LL-503S	幅3.8mm 	ウイング間 2.83mm 	ハイト 1.87mm スロット高 0.75mm 	接着溝の 容積アップ