

マイクロライト コードレス バタフライエボ

- ▶ 35,000Lux
- ▶ 脅威の軽さ：24 g
- ▶ ON / OFF：タッチセンサー(グローブ可)
- ▶ 光量調整：強弱



【ヘッドライト 仕様】

ライト寸法	長さ50mm×直径19mm
重量	9g
ライトスポット直径	70mm (計測距離35cm)
照度	35,000Lux
光源	LED
LED寿命	約50,000時間
色温度	5750°K
ヘッドライト可動部	2箇所

【バッテリー 仕様】※バッテリー1個あたり

寸法	長さ50mm×幅24mm×高さ9.5mm
重量	15 g
連続稼働時間	2時間
充電時間	1.25時間
電池種類	リチウムイオンバッテリー
電池容量	3.7V/0.56Ah
電池寿命	約500回
※バッテリー消耗 『約5分前』 にアラーム開始	

【別売】

商品名	品番
バタフライエボ バッテリーボックス	ad000382
バタフライエボ 充電パッド	ad000383
バタフライエボ USBケーブル(Cタイプ)	ad000384
オレンジフィルター	ad000010
ACアダプター	ad000012
ユニヴァーサルクリップ	ad000013
ループ用マウント	ad000014
ループ用マウントCタイプ	ad000015
ループ用マウントCSタイプ	ad000036
ループ用マウントOタイプ	ad000039

- ▲ バッテリー：マグネット式 ワンタッチ交換
- ▲ 充電パッド：インジケーター搭載
充電残量 → 一目で把握



ループ別売

【セット内容】

ヘッドライト×1、バッテリーボックス×3、充電パッド×1、オレンジフィルター×1
USBケーブル(Cタイプ)×1、ACアダプター(100v用)×1、ユニヴァーサルクリップ×1、
ループ用マウント×1、ドライバー×1、六角レンチ×1、専用ケース×1

品番	ad000381
----	----------